






INSERTOS PARA CIRUGIA ÓSEA POR CORTE			
DENOMINACIÓN	MACRODISEÑO DE INSERTO	CARACTERÍSTICAS	USO CLÍNICO
Inserto aserrado liso de calibre mediano recto.		Inserto de corte Calibre: 0.5 mm aprox. Doble irrigación. Velocidad de corte: Medio	Osteotomías y ostectomías en general.
Inserto aserrado liso de calibre mediano angulado. (izquierdo y derecho)		Inserto de corte Calibre: 0.4 mm aprox. Doble irrigación. Velocidad de corte: Medio Angulación: En función a la zona de trabajo.	Osteotomías y ostectomías, en especial para retiro de bloque óseo en ángulo y cuerpo mandibular.
Inserto aserrado liso de calibre fino.		Inserto de corte Calibre: 0.25-0.3 mm aprox. Doble irrigación. Velocidad de corte: Alto	Osteotomías y ostectomías donde se requieren cortes finos y velocidad de corte.
Inserto plano liso de punta biselada para corte.		Inserto de corte Calibre: 0.6 mm aprox. Biselado Doble irrigación. Velocidad de corte: Bajo	Corticotomías, expansión de reborde alveolar.
Inserto plano liso de punta biselada para recolección.		Inserto de corte Calibre: 3.2-4.0 mm aprox. Biselado Velocidad de corte: Bajo Un orificio de irrigación.	Desgastes controlados de hueso.