

INSERTOS PARA CIRUGIA ÓSEA POR DESGASTE


DENOMINACIÓN

MACRODISEÑO DE INSERTO

CARACTERÍSTICAS

USO CLÍNICO


Inserto redondo diamantado.



Inserto de desgaste
Diámetro: 1.7 mm aprox.
Velocidad de corte:
Medio
Un orificio de irrigación.

Desgastes controlados de hueso.

Inserto plano diamantado.



Inserto de desgaste
Parte activa: 4 mm aprox.
Velocidad de corte:
Medio
Doble irrigación.

Desgastes controlados de hueso.