

INSERTOS PARA PREPARACIÓN DE LECHO ÓSEO PARA COLOCACIÓN DE IMPLANTES Y ELEVACIÓN DEL SENO MAXILAR CRESTAL


DENOMINACIÓN

MACRODISEÑO DE INSERTO

CARACTERÍSTICAS

USO CLÍNICO

Inserto diamantado con marcadores de profundidad.




Inserto de desgaste para preparación progresiva de lecho óseo

Inserto de 2.5 mm.
Inserto de 3 mm.
Inserto de 3.5 mm.
Inserto de 4 mm.

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm y de 3mm a 4mm).

Preparación del lecho óseo para elevación de piso de seno maxilar transalveolar.

Inserto diamantado tipo osteótomo.



Inserto de desgaste con sistema de irrigación interna

Preparación final del lecho óseo y apertura del piso de seno maxilar.