

DIRECT-R GOLD[®]



35,88 €/Pack de 6 uds. preesterilizadas
Excelente alternativa a los instrumentos
reciprocantes Blue

Sistema de lima única

DIRECT GOLD[®]



24,88 €/ Pack de 6 uds. preesterilizadas
Excelente alternativa a los instrumentos
cónicos Gold, de rotación continua

Sistema tradicional

Compra directa online

Regístrese ahora
Reciba instrumental
NiTi de muestra
Por valor de 200€*


ENVÍO GRATUITO
¡EN TODOS LOS
PEDIDOS!

Regístrese ahora
Ahorre un 10 % adicional
durante los primeros 12 meses

PUEDE AHORRAR
MUCHÍSIMO DINERO AL AÑO

ENVÍO GRATUITO
¡EN TODOS LOS
PEDIDOS!


DIRECT-R MI GOLD[®]
Minimally Invasive



35,88 €/ Pack de 6 uds. preesterilizadas
Excelente alternativa a los instrumentos
reciprocantes Blue

Sistema de lima única

DIRECT X GOLD[®]
Minimally Invasive



35,88 €/ Pack de 6 uds. preesterilizadas
Excelente alternativa a los instrumentos
cónicos Gold, de rotación continua

Sistema de lima única

Usted es un dentista moderno, de entre 20 y 50 años, que no tiene miedo a las tecnologías y que disfruta trabajando con empresas de odontología modernas y tecnológicas, muy diferentes a los proveedores de material endodóntico de la vieja escuela. Usted busca productos europeos de calidad superior a un precio razonable y sin gastos de envío, sin las molestias de tener que lidiar con distribuidores, representantes, centros de llamadas, precios desorbitados y gastos de envío.

En su búsqueda constante de la innovación, DirectEndodontics® ha desarrollado una solución con tratamiento térmico para dar más flexibilidad a las aleaciones de Níquel-Titanio (NiTi). Direct-R Gold® es una alternativa al instrumental Blue con movimiento reciprocante mucho más económica y sin gastos de envío. Universal y flexible, Direct-R Gold® se puede usar en la mayoría de los casos clínicos.

Características

Su mango corto de 11 mm facilita el acceso a los molares



Longitud de la lima: 21 mm, 25 mm y 31 mm

Tope de silicona en el color ISO del tamaño de punta específico del instrumental Direct-R Gold®.

Conicidad variable

R25 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,25 mm con una conicidad de .08 sobre los primeros milímetros apicales.

R40 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,40 mm con una conicidad de .06 sobre los primeros milímetros apicales.

R50 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,50 mm con una conicidad de .05 sobre los primeros milímetros apicales.



Direct-R Gold® es un sistema de lima única con movimiento reciprocante.

- Eficiencia de corte: Gracias a nuestra espira exclusiva y patentada y al diseño de vanguardia.(1)
- Seguridad: Elevada resistencia a la fatiga cíclica gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(2)
- Flexibilidad: Máxima flexibilidad que respeta la anatomía de la raíz, gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(3)

Códigos cromáticos ISO

Anillos de calibración radiopacos

Longitud	Anillos de calibración a
21 mm	18, 19, 20 mm
25 mm	18, 19, 20, 22 mm
31 mm	18, 19, 20, 22, 24 mm

Sección transversal en forma de S



La lima tiene forma de S para mejorar su flexibilidad, su eficiencia de corte y la eliminación de residuos.

Material NiTi con tratamiento térmico

Las limas Direct-R Gold® se fabrican con Níquel-Titanio (NiTi), material que se somete a un tratamiento térmico innovador.

Punta no cortante

Direct-R Gold® posee una punta segura, no cortante, que se desliza fácilmente hasta la longitud de trabajo.

DIRECT-R MI GOLD® Minimally Invasive

Una alternativa mínimamente invasiva a los instrumentos Blue reciprocantes

En su búsqueda constante de la innovación, DirectEndodontics® ha desarrollado una solución con tratamiento térmico para dar más flexibilidad a las aleaciones de Níquel-Titanio (NiTi). Direct-R MI Gold® Minimally Invasive es una alternativa mínimamente invasiva al instrumental Blue con movimiento reciprocante mucho más económica y sin gastos de envío. Universal y flexible, Direct-R MI Gold® Minimally Invasive se puede usar en la mayoría de los casos clínicos.

Características

Su mango corto de 11 mm facilita el acceso a los molares








Longitud de la lima: 21 mm, 25 mm y 31 mm

Tope de silicona en el color ISO del tamaño de punta específico del instrumental Direct-R MI Gold® Minimally Invasive.

Conicidad variable de .04 mínimamente invasiva

Conicidad de .04 en el D0 hasta un diámetro máximo de espira de 1,0 mm y, más allá, conicidad cero.

-  R20 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,20 mm con una conicidad variable de .04.
-  R25 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,25 mm con una conicidad variable de .04.
-  R35 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,35 mm con una conicidad variable de .04.
-  R45 prepara el canal radicular para un diámetro de 0,45 mm con una conicidad variable de .04.



Direct-R MI Gold® Minimally Invasive es un sistema de lima única con movimiento reciprocante.

- Eficiencia de corte: Gracias a nuestra espira exclusiva y patentada y al diseño de vanguardia.(1)
- Seguridad: Elevada resistencia a la fatiga cíclica gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(2)
- Flexibilidad: Máxima flexibilidad que respeta la anatomía de la raíz, gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(3)
- Invasividad mínima: Conicidad de .04 y diámetro máximo de la espira de 1,0 para preservar la anatomía de la raíz.(4)

Códigos cromáticos ISO

Alambre mínimamente invasivo y diámetro máximo de la espira de 1,0 mm

Anillos de calibración radiopacos

Longitud	Anillos de calibración a
21 mm	18, 19, 20 mm
25 mm	18, 19, 20, 22 mm
31 mm	18, 19, 20, 22, 24 mm

Sección transversal del 2/3 coronal en forma de S



El 2/3 coronal de la lima tiene forma de S para mejorar su flexibilidad, su eficiencia de corte y la eliminación de residuos.

Material NiTi con tratamiento térmico

Las limas Direct-R MI Gold® Minimally Invasive se fabrican con Níquel-Titanio (NiTi), material que se somete a un tratamiento térmico innovador.

Sección transversal del 1/3 apical con forma triangular



El 1/3 apical de la lima tiene forma triangular, para un centrado óptimo del canal e intervenir con mayor seguridad donde más lo necesita.

Punta no cortante

Direct-R MI Gold® Minimally Invasive posee una punta segura, no cortante, que se desliza fácilmente hasta la longitud de trabajo.



ODIA

ENDOD

RECT® DENTICS



DIRECTENDO.COM

DIRECT GOLD®

Una alternativa rotatoria al instrumental Gold cónico y rotatorio

En su búsqueda constante de la innovación, DirectEndodontics® ha desarrollado una solución con tratamiento térmico para dar más flexibilidad a las aleaciones de Níquel-Titanio (NiTi). DirectGold® es una alternativa rotatoria al instrumental Gold y rotatorio mucho más económica y sin gastos de envío. Universal y flexible, DirectGold® se puede usar en la mayoría de los casos clínicos.

Características


Su mango corto de 11 mm facilita el acceso a los molares



Longitud de la lima: 21 mm, 25 mm y 31 mm

Tope de silicona en el color ISO del tamaño de punta específico del instrumental DirectGold®.

Conicidad variable



DirectGold® es un sistema de lima rotatoria.

- Eficiencia de corte: Gracias a nuestra espira exclusiva y patentada y al diseño de vanguardia.(1)
- Seguridad: Elevada resistencia a la fatiga cíclica gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(2)
- Flexibilidad: Máxima flexibilidad que respeta la anatomía de la raíz, gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(3)

Códigos cromáticos ISO

Anillos de calibración radiopacos

Longitud	Anillos de calibración a
21 mm	18, 19, 20 mm
25 mm	18, 19, 20, 22 mm
31 mm	18, 19, 20, 22, 24 mm

Sección transversal con forma triangular



La lima tiene forma triangular para mejorar su flexibilidad, su eficiencia de corte y la eliminación de residuos.

Material NiTi con tratamiento térmico

Las limas DirectGold® se fabrican con Níquel-Titanio (NiTi), material que se somete a un tratamiento térmico innovador.

Punta no cortante

DirectGold® posee una punta segura, no cortante, que se desliza fácilmente por la longitud de trabajo.

DIRECT X GOLD® Minimally Invasive

Una alternativa mínimamente invasiva a los instrumentos cónicos Gold, de rotación continua

En su búsqueda constante de la innovación, DirectEndodontics® ha desarrollado una solución con tratamiento térmico para dar más flexibilidad a las aleaciones de Níquel-Titanio (NiTi). Direct X Gold® Minimally Invasive es una alternativa rotatoria, mínimamente invasiva al instrumental Gold cónico y rotatorio, mucho más económica y sin gastos de envío. Universal y flexible, Direct X Gold® Minimally Invasive se puede usar en la mayoría de los casos clínicos.

Características


Su mango corto de 11 mm facilita el acceso a los molares



Longitud de la lima: 21 mm, 25 mm y 31 mm

Tope de silicona en el color ISO del tamaño de punta específico del instrumental Direct X Gold® Minimally Invasive.

Conicidad variable



Direct X Gold® Minimally Invasive es un sistema de lima rotatorio.

- Eficiencia de corte: Gracias a nuestra espira exclusiva y patentada y al diseño de vanguardia.(1)
- Seguridad: Elevada resistencia a la fatiga cíclica gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(2)
- Flexibilidad: Máxima flexibilidad que respeta la anatomía de la raíz, gracias a nuestro tratamiento térmico innovador.(3)
- Mínimamente invasivo: Conicidad de .04 y diámetro máximo de la espira de 1,0 para preservar la anatomía de la raíz.(4)

Códigos cromáticos ISO

Anillos de calibración radiopacos

Longitud	Anillos de calibración a
21 mm	18, 19, 20 mm
25 mm	18, 19, 20, 22 mm
31 mm	18, 19, 20, 22, 24 mm

Sección transversal del 2/3 coronal en forma de S



El 2/3 coronal de la lima tiene forma de S para mejorar su flexibilidad, su eficiencia de corte y la eliminación de residuos.

Material NiTi con tratamiento térmico

Las limas Direct X Gold® Minimally Invasive se fabrican con Níquel-Titanio (NiTi), material que se somete a un tratamiento térmico innovador.

Sección transversal del 1/3 apical con forma triangular



El 1/3 apical de la lima tiene forma triangular, para un centrado óptimo del canal e intervenir con mayor seguridad donde más lo necesita.

Punta no cortante

Direct X Gold® Minimally Invasive posee una punta segura, no cortante, que se desliza fácilmente por la longitud de trabajo.



Somos una empresa de material endodóntico moderna, con la última tecnología, afincada en París, nacida para servir a los odontólogos modernos, de entre 20 y 50 años, sin miedo a la tecnología.

Usted no quiere trabajar todo el día para enriquecer a las grandes corporaciones, como se hacía en las consultas de toda la vida.

Lo que quiere es ganar dinero para invertirlo en usted mismo y en sus personas favoritas.

DIRECTEndodontics® es su empresa de material endodóntico.

- Instrumental endodóntico de fabricación europea artesanal y calidad superior
- Sustituye al instrumental de NiTi recíprocante y rotatorio que utiliza en la actualidad
- Con nuestros productos, siga usando la misma técnica
- A un precio mucho más económico
- Envío gratuito en todos los pedidos

Trabajar con una empresa moderna y con la última tecnología que vende directamente, sin intermediarios, ofrece la ventaja de poder hacer los pedidos online. Si tiene alguna pregunta, respetamos su horario y disponemos de chat en directo para responder a todas sus consultas cuando usted prefiera. Así podrá ahorrar dinero para invertirlo en usted y en sus personas favoritas.

DIRECTEndodontics®

- Instrumental endodóntico europeo de calidad superior
- Siga utilizando su técnica actual
- A un precio mucho más económico
- Haga sus pedidos y contáctenos online, como usted quiera, en su horario
- Envíos gratuitos a toda Europa*
- Ahorre dinero para invertirlo en usted

Regístrese ahora y consiga un descuento adicional del 10 % en todos los pedidos durante los primeros 12 meses**

Garantía de devolución del 100 % del dinero en todos los productos sin abrir durante tres años**

Reembolso del 100 % en hasta 2 packs de instrumental vacíos por SKU. ¿Quién más puede igualar una oferta así?***

¡Puede incluso usar todas las limas en 2 packs por SKU y obtener un reembolso total!***

Envíos gratuitos a toda Europa* en todos los pedidos.

PUEDE AHORRAR MUCHÍSIMO DINERO AL AÑO

Regístrese ahora y ahorre un 10% adicional durante los primeros 12 meses



DIRECTEndodontics SAS • 91 Rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 París • Francia

©2022 DirectEndodontics SAS® Todos los derechos reservados | 2022/09/16/ES PC